

On-Call[®] Advanced

Kan Şekeri İzleme Sistemi

Doktorlar ve
Diyabet Hastaları
için Üstün
Performans!



Güvenilir ve Gelişmiş

Doktorların ve Diyabet Hastalarının aradığı ilave çözümleri sunar:

- Kapiler, Venöz ve Yenidoğan Kan Testi İmkani
- Doğru ve Güvenilir Sonuçlar
- Güvenli ve Kullanışlı
- Az Bir Kan Örneğiyle Kolay ve Çabuk Ölçüm
- Diyabet Hastaları için Gelişmiş Özellikler

On-Call[®] Advanced Kan Şekeri İzleme Sistemi



Özellikler

Türü	Özellikleri
Glikoz Test Aralığı	10-600 mg/dL (0.6-33.3 mmol/L)
Sonuç Kalibrasyonu	Plazma eşdeğeri
Kan Örneği	Taze tam kan (kapiler, Venöz veya Yenidoğan)
Minimum Örnek Miktarı	0.8 µL
Test Süresi	5 saniye
Pil	İki(2) adet CR 2032 3.0 V yassı yuvarlak pil
Pil Ömrü	3.000 adet test
Glikoz Birimi	Yerel standarda göre önceden mmol/L veya mg/dL olarak ayarlanmıştır.
Hafıza	Tarih ve saati gösterir 300 kayıt
Otomatik Kapanma	Son işlemde 2 dakika sonra otomatik olarak kapanır
Cihaz Ölçüleri (U x G X Y)	90 mm x 58 mm x 21 mm
Ekran Ölçüsü (U x Y)	41 mm x 37 mm
Ağırlık	66 gr. (piller dahil)
Çalışma Sıcaklığı	5-45° C
Çalışma Bağıl Nem Değeri	% 10-90
Hematokrit Aralığı	% 20-70
Veri Çıkışı	9600 baud, 8 veri biti, 1 durma biti, parite yok.

On-Call[®] Advanced Kan Şekeri İzleme Sistemi



Özellikler

Katalog

Ürün Adı	Katalog No	İçindekiler		
On-Call [®] Advanced Kan Şekeri İzleme Sistemi	G11 4-1 01 ✓	1 Cihaz 15 Delici Uç 1 Klavuz 1 Garanti Kartı	15 test şeridi 1 Kontrol Solüsyonu 1 (2 mL/şişe) 1 Hızlı Başvuru Klavuzu 1 Defter	1 Delme Aleti 1 Hızlı Başvuru Klavuzu 1 Taşıma Çantası
On-Call [®] Advanced Kan Şekeri Ölçüm Cihazı	G11 4-1 11 ✓	1 Cihaz 1 Klavuz 1 Garanti Kartı	1 Delme Aleti 1 Hızlı Başvuru Klavuzu 1 Defter	1 Hızlı Başlama Klavuzu
On-Call [®] Advanced Kan Şekeri Ölçüm Cihazı	G11 4-1 21 ✓	1 Cihaz 1 Kontrol Solüsyonu 1 (2 m L/şişe) 1 Hızlı Başvuru Klavuzu	1 Delme Aleti 1 Taşıma Çantası 1 Garanti Kartı	15 Delici Uç 1 Klavuz 1 Defter
On-Call [®] Advanced Kan Şekeri Ölçüm Cihazı	G11 4-1 31 ✓	1 Cihaz 1 Klavuz 1 Defter	1 Kontrol Solüsyonu 1 (2 mL/şişe) 1 Taşıma Çantası 1 Hızlı Başvuru Klavuzu	1 Garanti Kartı
On-Call [®] Advanced Test Şeritleri	G13 4-1 01 ✓	25 test şeridi (25'lik paket) 50 test şeridi (25'lik paket) 100 test şeridi (25'lik paket)	1 Prospektüs 1 Prospektüs 1 Prospektüs	
On-Call [®] Advanced Test Şeritleri	G13 4-1 11 ✓	25 test şeridi (Tekli folyolarda)	1 Prospektüs	
On-Call [®] Advanced Delici Uç	G12 4-1 01 ✓	100 steril uç (25/paket)		
On-Call [®] Advanced Delme Aleti	G12 4-1 11 ✓	1 Delme Aleti	1 Prospektüs	
On-Call [®] Advanced İkili Kontrol Solüsyonu	G12 4-1 21 ✓	1 Kontrol Solüsyonu 1 (2 mL/şişe) 1 Prospektüs	1 Kontrol Solüsyonu 2 (2 mL/şişe)	
On-Call [®] Advanced Diyabet İzleme Yazılım Kiti	G12 4-1 31 ✓	1 USB Veri İletme Kablosu	1 Kurulum Diski	

✓ AB ülkelerinde satış için CE etiketine sahiptir.

CE 0197