




VİTALPLUS2 Kan Şekeri Ölçüm Cihazı

HCT

HCT 10-70%



GDH-FAD Enzyme

Özellikler

Glikoz Ölçüm Aralığı	10 - 600 mg/dL (1.1 – 33.3 mmol/L)
Enzim	GDH - FAD
HCT Aralığı	10% - 70%
Çalışma Sıcaklığı	5 °C - 45 °C
Çalışma Nem Oranı	10% - 90% Bağıl Nem
Sonuç Kalibrasyonu	Plazma Eş değeri
Kan Türleri	Taze Tam Kan (Kapiller Venöz, Arteriyel ve Yenidoğan Kan Grupları)
Örnek Büyüklüğü	0.5µL
Alternatif Ölçüm Alanı	Parmak Ucu
Alarmlar	Yüksek ve Düşük Kan Şekeri Uyarısı, Keton Uyarısı
Test Süresi	5 Saniye
Batarya Tipi	1 CR2032 3.0 V Düğme Pil
Batarya Hafızası	1000 Test
Ortalama Test	7, 14, 30, 60, 90 Gün
Strip Atma Butonu	Evet
Ölçüm Birimleri	mg/dL ya da mmol/L yerel standarta göre ölçüm birimleri
Hafıza	500 Test Sonucu



MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.
No.108 Liuze St., Cangqian, Yuhang District,
Hangzhou, 311121 Zhejiang, P.R.China